

Produktinformasjon om Ergogrip støttebøyle for vask

- Utvikling
- Testing
- Montering



Situasjonen for eldre i Norge i dag og fremover

- De eldre ønsker å bo hjemme og klare seg selv lengst mulig
- 70- 80 åringer er mer aktive enn før – reiser mer og trener mer
- Ønsker bolig tilrettelagt for å kunne bo hjemme
- Ergogrip bøylene vil kunne bidra til god tilrettelegging i hjemmene (NAV)

Situasjonen på sykehjem

- Beboere på sykehjem er mindre selvhjulpne enn tidligere
- Flere beboere i rullestol enn tidligere og tyngre stell
- For lite resurser til pleiere
- Innskrenkninger av stillinger til ergo- og fysioterapeuter
- Høyt sykefravær blant personalet
- Handlingsplan for eldreomsorgen sier at beboere skal stimuleres til aktivitet

Universell utforming

- Alle boliger og offentlige bygg skal tilpasses krav til universell utforming
- Boliger planlegges for at funksjonshemmede skal klare seg mest mulig selv og kunne bo i egen bolig- om mulig
- Ergogrip bøylen vil kunne bidra til egenpleie og mestring

For å kunne klare egenpleie og stell har mange behov for ekstra støtte rundt vask



Ergogrip har utviklet og produsert bøyler til en rekke frittstående vasker med ulik form

Type 1
NRF nr 6100651



Type 1
NRF nr 6100652



Type 3
NRF nr 6100653



Type 4



Bøylene er utviklet og testet av

- ergoterapeuter/fysioterapeuter
- designere/ingeniører
- produktutviklere

i samarbeid med brukere og pleiere på sykehjem

Utprøving og testing på sykehjem i Bergen og Trondheim (2006-2009)



Utprøvingen omfattet mange forhold

- form på bøyle
- festeanordning av bøyle
- tykkelse av bøyle
- avstand mellom bøyle og vask
- overflatebehandling
- styrketest

Sikkerhet

- Bøylene er styrketestet av Sintef/byggforsk
- Sintef/byggforsk har utarbeidet en monteringsanvisning som må følges

I forbindelse med utvikling har vi foretatt en ergonomisk vurdering av form på vasker

YTRE FORM	1	2	3
SIDEVEIS STØTTE	- Lite sideveis støtte for kroppen p.g.a. vaskens rundete form i front.	+ God sideveis støtte for kroppen sideveis p.g.a. vaskens rette form i front.	+ Svært god sideveis støtte for kroppen p.g.a. vaskens innoverbuede form i front.
HÅND-GREP	- Dårlige grepsmuligheter (unaturlig grepsvinkel, mindre kraft)	+ Markerte hjørner og rette sider gir definerte og trygge grep (større kraft).	+ Gode grepsvinkler for håndledd i front og på sidene.
KON-KLU-SJON	<p>Den beste utforming på vask tilpasset generelle behov i sykehjem og private boliger er type 2. Denne formen på vask vil kunne brukes av alle uansett om de er friske eller har handicap.</p> <ul style="list-style-type: none"> · En vask som er tilnærmet rett i front kan bidra til å stabilisere kroppen uten å ha et sært, "handikappet" formspråk. 		

Positive erfaringer og tilbakemeldinger

Sitater fra pleiere på sykehjem:

"Vi ønsker bøylor på alle beboer rommene"

"Bøylene gjør beboerne mer selvhjulpne"

"Øker pasientens selvfølelse"

"Bøylene letter stellet"

Uttalelser fra beboer etter utprøving:

”Alle tiders – god å ha”

”Ideell for mitt vedkommende”

”Fin – kan trygt anbefale den ”

” Jeg kjøper meg en sjøl”

Erfaringer fra bruk av bøylene



- Stabile og stødige
- Gir godt grep når du står og når du reiser/setter deg
- Avstand mellom bøyler og vask gir god plass til ulike hender
- Pulverlakkering gjør de lett å holde ren
- Tilfredsstillende krav i den nye hygieneforskrift
- Bøylene er styrketestet av Sintef/Byggforsk

Produktark

Produktark med mer opplysninger om NRF nr og
vasketyper som bøyene passer til finner du

på

www.ergogrip.no

Bruksområder

- Sykehjem og sykehus
- Omsorgsboliger
- Hjemme hos eldre/funksjonshemmede

Opplysninger om bøyene:

Bøyene kan påmonteres eksisterende vasker

Type 1,2,3 må monteres
av rørlegger og festes
i vaskens opphengsystem



Type 4 kan monteres
av vaktmester eller pleiepersonell



Bøylor er bl.a levert til en rekke sykehjem i Bergen og Trondheim

referanse kan fåes ved henvendelse til:

Aase.Rokne@ergogrip.no m.92 20 93 99

Bibba.Benum@ergogrip.no m. 90 95 21 63

ergogrip

Ergogrip har inngått samarbeid med

Brødrene Dahl om salg av Ergogrip -
bøylene.



BRØDRENE DAHL