



Ergogrip-bøyle til vasker

Bruksområder

Ergogrip-støttebøyle for vask til bruk i hjem, på omsorgsboliger og sykehjem. Bøylene hjelper brukerne å klare seg selv med egenpleie og stell. Svakere brukere kan selv holde seg oppe mens pleiere steller. Ergogripbøylene stimulerer brukerne til aktivitet og letter situasjonen for både brukere og pleiere.

Modeller av bøylere

I dag finnes Ergogrip-bøylere tilpasset vasker fra Gustavsberg, Porsgrund og IFÖ. Bøyle 1, 2, 3 passer til alle vasker med bredde 560 mm.

Kvaliteter og egenskaper

- Lett å holde ren. Materiale og utforming tilfredstiller krav i den nye hygieneforskriften
- Gir godt grep både for stor og liten hånd
- Kan enkelt ettermonteres på eksisterende vasker
- Leveres i hvit farge
- Tilpasset universell utforming

Utpøving og testing

Ergogrip-bøylene er utpøvet på sykehjem. De er evaluert og testet i samarbeid med ergo-fysioterapeuter og brukere/pleiere på sykehjem.

Bøyle 1, 2 og 3 er kvalitetstestet av Byggforsk og tåler inntil 200 kg vektbelastning. Bøyle 4 (bredde 920 mm) har en annen konstruksjon og tåler inntil 100 kg.

Montering

Bøyle 1, 2 og 3 må monteres av rørlegger eller annen med VVS-kompetanse. De festes på samme måte som vasken i veggens bærende struktur. Bøyle 4 kan monteres av pleiepersonalet eller vaktmester.

Monteringsanvisning er utarbeidet av Sintef/Byggforsk og følger med bøylene ved leveranse.

Kontaktpersoner:

Aase Rokne, aase.rokne@ergogrip.no,
mobil 92 20 93 99
Bibba Benum, bibba.benum@ergogrip.no,
mobil 90 95 21 63

Type 1

NRF nr 6100651



Porsgrund 177-2 og 11156
Gustavsberg 2560, 5556

Type 2

NRF nr 6100652



Gustavsberg 590-2
IFÖ 1922 P11185-0-01

Type 3

NRF nr 6100653



Porsgrund A160-22 og P11113-01
IFÖ 7322

Type 4

NRF nr 6100654



IFÖ Ceratop 2462 og 2472
IFÖ sign. art 7462, 7472 og 7482.